

移動用リフトの選び方

移動用リフトの種類。

利用場所や機能により、さまざまな種類があります。



段差解消機

玄関などに設置して、段差を解消。車いすのまま使えるものと、専用のいすに腰かけて使うものの2タイプ。



ベッド用リフト

主にベッドの側で使用するリフト。固定式、据置式、床走行式の3タイプがある。



立ち上がり用いす

座面が電動で上下。座いすと通常のいすの2タイプ。



入浴用リフト

浴槽に設置。座面が電動で上下に動き、立ち座りや浴槽への出入りをサポート。

吊り具の種類。

リフトにはさまざまな吊り具があります。身体や目的に合った吊り具が使えるリフトを選びましょう。



脚分離型(ハーブ)

車いすなどに座ったままで吊り具の着脱が可能。



脚分離型(フル)

寝た状態で吊り具を着脱。障がいが高く、座った姿勢を維持するのが難しい方向け。



ベルト型

2本のベルトで、着脱が容易。比較的障がい軽い方向け。



脚分離型ライトスリング

ライトスリングは、「リフトをもっと使いやすく」をコンセプトに作られたタイプ。装着が簡単で、吊り上げた時の圧迫を軽減する。



ヘッドサポートライトスリング

自分の頭を支えられない方や首の角度を維持したい方におすすめ。

ご注意!

吊り具は、介護保険レンタルではなく、介護保険販売の対象となります。ゆえるで取り扱っておりますので、くわしくはお問い合わせください。

ご注意! 右記のような階段昇降機は、介護保険レンタルの対象となりません。



階段昇降機