



認知症老人徘徊感知機器

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

コード
17-1011コード
67-1011

※ご利用者の安全を見守る補助をするものであり、転倒、転落の防止や安全を保障するものではありません。【単位：cm】

◆ワイヤレス徘徊検知セット



送信機




受信機

寸法および仕様

電波到達距離：約100m

サイズ表 (cm)	全幅	全長	高さ	重量(g)
受信機	10.7	18	4.0	530
送信機	6.2	19.8	5.5	330



送信機 ■品番:S-TD5

受信機 ■品番:S-RC5

認知症による徘徊でお困りな方へ。通過を検知してチャイム音でお知らせします。

ご利用者負担額	1割	636 円/月
	2割	1,272 円/月
	3割	1,908 円/月

レンタル料金
6,360 円/月

●CAREai(ケアアイ) ライトシリーズ かんたんモデル

Hakaru+



寸法および仕様

電波到達距離：約100m

サイズ表 (cm)	全幅	全長	高さ	重量(g)
超音波センサー	13	9.3	3.9	130
送信機	10	3.5	6.7	160
受信機(ペンダント)	4.5	1.9	9.3	60



3種類のセンサーモード

超音波センサーが離床や徘徊等を検知し、ペンダント型の受信機を介して介護者に異常をお知らせします。

ご利用者負担額	1割	550 円/月
	2割	1,100 円/月
	3割	1,650 円/月

レンタル料金
5,500 円/月

■超音波離床検知システム Care 愛

Hakaru+

標準仕様



超音波センサー

送信機(子機)

受信機(親機)

20台まで
増設可能

超音波センサー

送信機(子機)

受信機(親機)

寸法および仕様

電波到達距離：約100m

サイズ表 (cm)	全幅	全長	高さ	重量(g)
超音波センサー	12.5	8.2	3.7	130
送信機(子機)	7.0	4.8	11.5	255
受信機(親機)	17.2	11.1	9.7	470
受信機(ペンダント)	5.5	9.0	2.2	120

標準仕様

ご利用者負担額	1割	406 円/月
	2割	812 円/月
	3割	1,218 円/月

レンタル料金
4,060 円/月

ペンダント仕様

ペンダント仕様



超音波センサー

送信機(子機)

受信機(親機)

受信機(ペンダント)

超音波により離床や徘徊を高精度に検知します。コンセント間で通信するので、これまで通りにくかった場所でも安定して通知が届きます。

ご利用者負担額	1割	560 円/月
	2割	1,120 円/月
	3割	1,680 円/月

レンタル料金
5,600 円/月

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

※ご利用者の安全を見守る補助をするものであり、転倒、転落の防止や安全を保障するものではありません。【単位: cm】

●アイベビーシニア/アイベビーシニア徘徊

㈱エクセルエンジニアリング

新規採用

どんなに離れていても
カメラで安心見守り




※画像はイメージです。スマートフォンは付属しません。



寸法および仕様

電波到達距離: 約100m (フロアセンサー)

サイズ表 (cm)	全幅	全長	高さ	重量(g)
本体	13.2	14.2	11.0	430
フロアセンサー	45	80	0.45	800
送信機	4.1	6.9	0.9	23

マットセンサーと組み合わせて感知精度を
さらに高めることができます。スマホにリアルタイム映像を
表示

双方向通話が可能

※本機器を使用するためにはWi-Fi環境が別途必要です。

アイベビーシニア本体 ■品番: RH7100

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	484円/月	968円/月	1,452円/月	4,840円/月

アイベビーシニア徘徊 (マットセット) ■品番: SH7100

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	594円/月	1,188円/月	1,782円/月	5,940円/月

カメラの前で人が動くと、**動体検知**により本体から音を鳴らして知らせます。介助者のスマートフォンで**映像確認**も可能。**マットセンサー**との連携でより効果的に見守ることができます。

■ヒトココ

AUTHENTIC JAPAN ㈱



親機




子機

電波飛距離: 見通し約1km

重 量: 親機 70g
子機 20g電池寿命: 約1ヶ月 (連続見守り時)
充電時間: 約2時間


検索範囲イメージ



100m

1km

※親機を持つときは、下半分を持ってください。

※子機の取り付け位置は、なるべく高い位置が望ましいです。
※子機は、なるべく体に密着させないようにしてください。**徘徊センサー**: アラートを出す距離 (10m~100m程度の範囲) は、5段階のレベルから選択できます。

LEVEL	5	4	3	2	1
エリア	狭い				広い
閾値 (レンジ)					親機から近い ← 遠い

親機液晶イメージ



①見守り中

②アラート表示

設定した**見守り範囲**を離れた時点で、親機に**警告**を発します。
通信費用は一切かからず、親機の画面に子機までの「距離・方向・電波強度」が表示されます。

■品番: HTCC-KAIGO

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	614円/月	1,228円/月	1,842円/月	6,140円/月

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
※保険者 (市区町村) によっては介護保険の対象にならない場合がございます。介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について



認知症老人徘徊感知機器

家族コール3・スマート / 家族コールワイド


●家族コール3・スマート



電波到達距離: 約80m



同じ建物内に利用者がいる場合に、携帯型受信機に音や振動で通知します。

センサーのタイプは4種類。
詳細は右ページへ。

センサーはご利用者に合わせた4タイプ。受信機は持ち運べて、受信履歴が時刻付きで見られます。充電は置くだけで、生活防水構造です。


■品番: HKSM-3A / HKSM-3B / HKSM-3C / HKSM-3D

ご利用者 負担額	1割	550円/月	レンタル料金
	2割	1,100円/月	
	3割	1,650円/月	
			5,500円/月

■家族コールワイド




お手持ちの「携帯電話」や「スマートフォン」が受信機になるので、どこにいてもお知らせできます。



メール(通知画面イメージ)


送信者:	mmrmail@technosj.co.jp
送信日時:	2020年1月6日(月) 17:38
宛先:	xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.com
タイトル:	センサーが作動しました
センサーが作動しました。	
FW1909D6E7	
本日の送信回数 3/60	



各種センサー



コンソール

無線
(約80m)

見守ルーター



通信(料金不要)

いつでも・どこでも
メールで
お知らせします！

メーカー独自のプラットフォームを利用するので、契約手続きや追加料金は不要です。

※メールを受信する際のパケット通信料は利用者様のご負担となります。

センサーは「家族コール3」と同じ。
詳細は右ページへ。

■品番: A HKW-1A / B HKW-1B / C HKW-1C / D HKW-1D

ご利用者 負担額	1割	770円/月	レンタル料金
	2割	1,540円/月	
	3割	2,310円/月	
			7,700円/月

離れた場所(外出先)にいても、センサーが作動したことを携帯電話やスマートフォンにお知らせします。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

※ご利用者の安全を見守る補助をするものであり、転倒、転落の防止や安全を保障するものではありません。【単位：cm】

介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について

センサーの種類

家族コール3・スマートには、携帯型受信機
家族コールワイドには、見守ルーターがセットとなります。

携帯型
受信機見守
ルーター

寸法および仕様

サイズ表 (cm)	全幅	全長	高さ	重量(g)
送信機	10	6.2	2.5	150
受信機	5.3	8.6	1.4	65
見守ルーター	13.5	7.6	3.5	約270

Aタイプ センサーを踏むと知らせます。



サイズ表 (cm)	全幅	全長	高さ	重量(g)
床センサーK	100	50	0.3	1500

設置イメージ



床センサーK

Bタイプ 起き上がると知らせます。



サイズ表 (cm)	全幅	全長	高さ	重量(g)
ベッドセンサーK	80	25	0.6	600

設置イメージ




ベッドセンサーK

Cタイプ 検出範囲に入ると知らせます。



サイズ表 (cm)	全幅	全長	高さ	重量(g)
超音波・赤外線センサーK	11	7	3.5	150

設置イメージ



超音波・赤外線センサーK

Dタイプ ドアを開けると知らせます。



サイズ表 (cm)	全幅	全長	高さ	重量(g)
ドアスイッチK	5	1.2	1.2	32

設置イメージ



ドアスイッチK

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。



認知症老人徘徊感知機器

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

コード
17-1011コード
67-1011

※ご利用者様の安全を見守る補助をするものであり、転倒、転落の防止や安全を保障するものではありません。【単位: cm】

■お散歩コール

TECHNOS

外出を知らせる“徘徊感知機器”+“オプション機能(GPS)”




お散歩タグ




見守ガイド

サイズ表 (cm)	全幅	全長	高さ	重量(g)
見守ガイド	11.5	2.8	6.9	約130
お散歩タグ	3.5	2.5	7.0	約60



要する 杖 や 歩行器 に
取付けできます♪

■運用イメージ



杖などに取付けた「お散歩タグ」を持って屋外に出ると、屋内に設置した「見守ガイド」のアラーム音でお知らせします。

■品番: OGP-1

ご利用者負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	770円/月	1,540円/月	2,310円/月	7,700円/月

オプションサービス 介護保険対象外

オプション機能は、専用アプリを用いてGPS端末(お散歩タグ)を携帯または杖などに装着した方のおおよその位置をメールで確認できるサービスです。



ご利用条件

家族(介助者)がスマートフォンを利用しており、メール受信ができること。
(無料メールアドレスは推奨していません。通知メールが届かない可能性があります。)

オプションサービス申込み、支払いについて

- ① オプションサービスのご利用にあたりましては、お客様自身でサービス提供会社の(株)テクノスジャパンへ利用開始の申込みをし、サービス利用料の課金契約を行ってください。
- ② オプションサービス利用料の支払いは、クレジット決済のみとなります。
ご利用可能なクレジットカード: VISA/Master/JCB/AMEX/Diners

通信に関する注意事項

- ① 通信サービス条件、提供区域に関しては、KDDI社のLPWA(LTE-M) サービスエリアによります。サービスエリア内であっても、電波の届きにくい環境ではご使用にならない場合があります。
- ② 地下や建物内、お散歩タグがカバンの中にある場合等、位置情報の取得及び通知ができない場合があります。お散歩タグやスマートフォンの電池切れ、通信障害等によって、メールが届かないことがあります。
- ③ オプションサービスで確認できる位置情報は、周囲の環境や電波状況により、最大数百メートル程度の誤差が発生する可能性があります。

※その他の注意点は、取扱説明書等を必ずご確認ください。

※メールイメージです。

オプションサービス(介護保険外)を利用することで、離れた場所(外出先)でも対象者のおおよその位置をスマートフォンにお知らせできます。お散歩タグは防滴仕様です。

オプションサービス利用料

330円/月

※オプションサービス利用料は、(株)テクノスジャパンへのお支払いとなります。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。